

AKVO

Mobilna wodoodporna platforma do wyrobów kąpielowych dla dzieci niepełnosprawnych
Mobile waterproof base to bath products for disabled children



WYTWÓRCA WYROBÓW MEDYCZNYCH
ORTHOPAEDIC DEVICES MANUFACTURER



Fabryka Wyrobów Ortopedycznych
Orthopedic Devices Plant

ul.Truskawkowa 17, Widna Góra, Jarosław

tel. 16 621 42 20, 16 621 41 35

fax 16 621 41 13

www.reh4mat.com | www.ortezy.pl

e-mail: biuro@reh4mat.com

Data wydania:
Date of issue: 16.06.2015

Data ostatniej aktualizacji:
The last update: 16.06.2016



REH4MAT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.


REH4MAT reserve the right to introduce technical and trading changes in the content of the instruction without warning.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA • SAFETY RULES

1. Bazę **AKVO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Przed każdym użyciem należy przygotować pacjenta i urządzenie!
2. Przed każdorazowym użyciem bazy należy sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać pacjentowi podczas eksploatacji leżaczka. Należy upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należyście zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji.
3. Zabrania się użytkowania bazy w sposób, do którego nie jest ona przeznaczona.
4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji bazy, ponieważ jest to niebezpieczne dla pacjenta i powoduje utratę gwarancji.
5. Przed każdorazowym użyciem bazy należy zabezpieczyć zamontowany na niej leżaczek bądź krzeselko za pomocą dołączonych pasków z rzepem!

1. The product has to be used with compliance to guidelines included in this user manual! Before every using, there is necessary to prepare the patient and the device!
2. Before using the product, it is essential to make sure that there are no damages or different faults which could endanger patient's life. Make sure that all parts are operating correctly and are properly mounted. Moreover, make sure that there are no cracks as well as deformities
3. It is forbidden to use platform for different purposes than it is intended to.
4. It is forbidden to make any changes concerning seat's structure due to the fact that it is dangerous and it results in loosing warranty.
5. Before using the product, there is necessary to protect the deckchair or bath chair with included straps with Velcro.

TABELA POMIAROWA • SIZE TABLE



- A - 64 cm
- A1 - 43 cm
- B - 93-124 cm
- B1 - 55-85 cm
- C - 38 cm




Ustawić żądaną szerokość bazy

Set the required width



Założyć i zapiąć paski z rzepem na ramie - dla **AKVOSEGO™** 4 paski, **AKVOLITO™** 3 paski

Assemble and close the Velcro straps on the frame - for **AKVOSEGO™** 4 straps, for **AKVOLITO™** 3 straps



Nałożyć na bazę leżaczek **AKVOLITO™** bądź krzeselko **AKVOSEGO™** i dokładnie zapiąć paski na rzepy.

Put the deckchair **AKVOLITO™** or bath chair **AKVOSEGO™** on the base **AKVO™** and close the Velcro straps.



W przypadku leżaczka **AKVOLITO™** przedni pasek należy zapiąć korzystając ze specjalnego otworu w tapicerce.

In case of deckchair **AKVOLITO™** assembly, the front strap should go through the special whole in the upholstery



Poprawnie zamontowane wyroby na bazie **AKVO™**

AKVO™ - Correctly assembled products on the base **AKVO™**